



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi

Explore multi zirconia.
Experience esthetics.

Explore multi zirconia.
Experience esthetics.

NexxZr® T Multi



Ασθητική
★★★★

Εύρος ενδείξεων
★★★★★

1

Ομαλή διαβάθμιση έντασης
χρώματος και φωτοδιαπερατότητας
Πολυλειτουργική αισθητική

2

Υψηλή αντοχή
Ευρύ φάσμα ενδείξεων


3

Υψηλής ποιότητας διαδικασία παραγωγής
Όπτηση άνευ τάσης χωρίς στρέβλωση
και με υψηλή ακρίβεια εφαρμογής

Κοπτική περιοχή
3 mm

Μίγμα
4 mm

Οδοντίνη
9 ή 13 mm
ανάλογα με το
πάχος του δίσκου



16 mm Δίσκος

20 mm Δίσκος

5Y-TZP
630 MPa
49% Φωτοδιαπερατότητα

Μέσες τιμές

3Y-TZP
1170 MPa
42% Φωτοδιαπερατότητα

Τύπος/Κλάση:

Τύπος II/Κλάση 5

Ένδειξη:

› Μονήρεις αποκατάσταση
› Γέφυρες 3 τεμαχίων
› Γέφυρες πολλών τεμαχίων

Τεχνικές επεξεργασίας:

› Τεχνική διήθησης
› Τεχνική χρώσης
› Τεχνική 'cut-back'
CTE_{Ceramic} < 10,0 x 10⁻⁶/K

Γεωμετρίες:

W-98, Z-95

Πάχη:

16, 20 mm

Χρώματα:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



Ασθητική

Εύρος ενδείξεων


NexxZr[®]+ Multi

- 1 Φυσική διαβάθμιση έντασης χρώματος**
Αποτελεσματική κατασκευή αποκαταστάσεων με φυσική όψη
- 2 Ειδικά προσαρμοσμένη διαβάθμιση φωτοδιαπερατότητας**
Καλή κάλυψη στην αυχενική περιοχή και αυξημένη φωτοδιαπερατότητα στην κοπτική περιοχή
- 3 Υψηλότετη αντοχή στην κάμψη**
Μονήρεις οδοντικές αποκαταστάσεις έως και γέφυρες 3 μονάδων

5Y-TZP
630 MPa
49% Φωτοδιαπερατότητα

Μέσες τιμές

4Y-TZP
880 MPa
46% Φωτοδιαπερατότητα



Κοπτικά 3,2 mm	Κοπτικά 4 mm
Μίγμα 3,2 mm	Μίγμα 4 mm
Οδοντίνη 9,6 mm	Οδοντίνη 12 mm
16 mm Δίσκος	20 mm Δίσκος

Τύπος/Κλάση:	Τύπος II/Κλάση 4
Ένδειξη:	› Μονήρεις αποκαταστάσεις › Γέφυρες τριών τεμαχίων
Τεχνικές επεξεργασίας:	› Τεχνική διήθησης › Τεχνική χρώσης › Τεχνική 'cut-back' CTE _{Ceramic} < 9,9 x 10 ⁻⁶ /K
Γεωμετρίες:	W-98, Z-95
Πάχη:	16, 20 mm
Χρώματα:	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

NexxZr T Multi



Αποκατάσταση μονήρους δοντιού έως και γέφυρες πολλών τεμαχίων, όλα με ένα υλικό



NexxZr T Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με πολυλειτουργική αισθητική και ευρύ φάσμα ενδείξεων



NexxZr+ Multi



Φυσικό χρώμα και φυσική διαβάθμιση φωτοδιαπερατότητας



NexxZr+ Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με φυσική αισθητική



Άλλα κορυφαία προϊόντα



NexxZr Tool D

Οδοντιατρικά εργαλεία κοπής υψηλής απόδοσης από άριστης ποιότητας καρβίδιο με υψηλής σκληρότητας αδαμαντοεπικάλυψη ναοκρυσταλλικής δομής



NexxZr T

Ένα οξείδιο του ζirkονίου με μέτρια φωτοδιαπερατότητα και υψηλή αντοχή στην κάμψη για ποικίλες ενδείξεις και εναλλακτικές δυνατότητες επεξεργασίας



PMMA Disc Multi

Πολυμεθυλο-μεθακρυλικό διασταυρούμενων χημικών δεσμών με ενσωματωμένη διαβάθμιση απόχρωσης για προσωρινές αποκαταστάσεις μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής (CAD/CAM)



WAX Disc

Δίσκος συνθετικού κεριού για τη μηχανοποιημένη σχεδίαση και κοπή (CAD/CAM) αντικειμένων από κεριό

Sales & Technical Support EMEA

EC Representative AB Ardent
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com
sagemax.com